

10032



# Module de recharge Clip Grip pour les supports 1011x & 1013x, Vert



Module de recharge Clip Grip pour les Supports Muraux Hygiéniques Hi-Flex  
1011x et les Modules Clip Grip 1013x.

# Données techniques

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 10032                           |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène<br>TPE Caoutchouc |
| Symbole de recyclage “7”, Autres Plastiques                                                 | Oui                             |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Non                             |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                             |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Oui                             |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                             |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                             |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Oui                             |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                             |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement                                               | Non                             |
| Quantité par Carton                                                                         | 15 Pcs.                         |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)                                                | 2400 Pcs.                       |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 240 Pcs.                        |
| Colis Longueur                                                                              | 293 mm                          |
| Colis Largeur                                                                               | 190 mm                          |
| Colis Hauteur                                                                               | 175 mm                          |
| Longueur                                                                                    | 80 mm                           |
| Largeur                                                                                     | 70 mm                           |
| Hauteur                                                                                     | 48 mm                           |
| Poids net                                                                                   | 0,05791 kg                      |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,0048 kg                       |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,008002 kg                     |
| Tare total                                                                                  | 0,012802 kg                     |
| Poids brut                                                                                  | 0,07 kg                         |
| Mètre cube                                                                                  | 0,000269 M3                     |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                          |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                           |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 40 °C                           |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C                           |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | 0 °C                            |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                            |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 10,5 pH                         |
| Code GTIN-13                                                                                | 5705022036161                   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705028036155 |
| <b>Code de marchandise</b> | 39241000       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire